

Утверждено

Директор ООО « Витадент»

Романова Е.И.

## ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ( ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)

КОДЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СТОИ МОСТЬ
1.0	Медицинский осмотр( консультация)	500
1.1	Средства индивидуальной защиты (слюноотсос, перчатки, бахиллы)	1000
1.2	Установка ретрактора для губ OPTRA–GATE, коффердам	300
1.3	Изготовление коронки <b>металлокерамической с индивидуальным литьем</b>	5000
1.4	Изготовление коронки <b>керамической безметалловойNoritake</b>	8000
1.5	Изготовление <b>коронки металлокерамическойCAD/CAM с фрезерованным литьем</b>	<b>7000</b>
1.6	Изготовление винира керамического безметаллового <b>Noritake</b>	8000
1.7	Изготовление коронки на основе <b>диоксида циркония</b> (акция)	13000
1.8	Изготовление коронки на основе <b>диоксида цирконияCAD/CAM</b>	<b>15000</b>
1.9	Изготовление <b>цельнолитой коронки/ зуба с напылением</b>	4000
2.0	Изготовление <b>цельнолитой коронки /зуба без напыления</b>	3800
2.1	Изготовление <b>коронки временной из пластмассы (лабораторная)</b>	1200
2.2	Изготовление <b>коронки временной из пластмассы (клиническая)</b>	500
2.3	Изготовление <b>коронки временной из пластмассы (армированная)</b>	1500
2.4	Изготовление коронки <b>временной CAD/CAM</b>	1500
2.5	Изготовление безметалловой коронки (прессованная керамика)/винира <b>EMAX, IVOCLAR</b>	<b>13000</b>
2.6	Изготовление цельнолитой коронки на импланте <b>CAD/CAMDentium, Ostem,SGS, Biogorizont</b>	<b>17000</b>
2.7	Изготовление цельнолитой коронки на импланте <b>CAD/CAM/STRAUMANN ( Швейцария) Ankylos ( Германия)</b>	<b>20000</b>
2.8	Изготовление металлокерамики на импланте <b>Dentium, Ostem,SGS, Biogorizont</b>	<b>23000</b>
2.9	Изготовление металлокерамики на импланте <b>CAD/CAM/STRAUMANN ( Швейцария) Ankylos ( Германия)</b>	<b>25000</b>
3.0	Изготовление коронки на основе диоксида циркония на импланте <b>Dentium, Ostem,SGS, Biogorizont</b>	<b>27000</b>
3.1	Изготовление коронки на основе диоксида циркония на импланте <b>CAD/CAMSTRAUMANN ( Швейцария) Ankylos ( Германия)</b>	<b>35000</b>
3.1a	Изготовление <b>временной коронки на имплантах</b>	5000
3.1б	Изготовление <b>коронки металлокерамической промежуточной при протезировании на имплантах</b>	6000
3.1в	Изготовление <b>коронки на основе диоксида циркония промежуточной при протезировании на имплантах</b>	13000
3.2	Закрытие винта, цементировка на имплант	500
3.3	Хирургический шаблон для установки имплантов 1 единица	500
3.4	Изготовление литой вкладки с индивидуальным литьем	2500
3.5	Изготовление вкладки разборной с индивидуальным литьем	4500
3.6	Постановка коронки на стеклоиномерный цемент	500
3.7	Постановка <b>композитной культевой вкладки 3М</b>	<b>8000</b>
3.8	Фиксация коронки на материал Choce, RelyX, Luting	1000
3.9	Фиксация Винира	1000
4.0	Временная фиксация коронки на TempBond	200
4.1	<b>Получение слепка альгинатного</b>	500
4.2	<b>Получение слепка силиконового Speedex</b>	800
4.3	<b>Получение слепка силиконового группы AVariotime,Betasil</b>	1000
4.4	<b>Изготовление индивидуальной слепочной ложки скорректирующей прокладкой</b>	1500
4.5	Изготовление бюгельного протеза на клammerной фиксации с гарнитуром производства Япония , с индивидуальным литьем	30000
4.6	Изготовление бюгельного протеза на аттачменах фирмы Бредент ,Ренферт с гарнитуром	45000

	производства Япония	
4.7	<b>Индивидуальное литье для бюгельного протеза</b>	<b>2000</b>
4.8	Изготовление съемного протеза с опорой на имплант с гарнитуром производства Япония с индивидуальным абатментом (замок) для съемного протеза	40000
4.9	Изготовление съемного протеза с опорой на импланты с гарнитуром производства Япония ( на 2-х замках )с индивидуальным абатментом (замок) для съемного протеза	50000
5.0	Изготовление съемного протеза с опорой на импланты с гарнитуром производства Япония ( на 3-х замках )с индивидуальным абатментом (замок) для съемного протеза	60000
5.1	Изготовление съемного протеза с опорой на импланты с гарнитуром производства Япония ( на 4-х замках )с индивидуальным абатментом (замок) для съемного протеза	70000
5.2	Изготовление съемного протеза с гарнитуром производства Япония	11000
5.3	Изготовление съемного протеза с аттачменами фирмы Бредент, Ренферт с одной кнопкой с гарнитуром производства Япония	15000
5.4	Изготовление съемного протеза с аттачменами фирмы Бредент, Ренферт с двумя кнопками с гарнитуром производства Япония	19000
5.5	Гибкий съемный протез из пластмассы Эвихард ,АКРИ ФРИ с гарнитуром производства Япония	23000
5.6	Гибкий съемный протез из пластмассы Эвихард , АКРИ ФРИ (односторонний косметический протез от 1 до 3 единиц)	8000
5.7	Гибкий съемный протез из пластмассы Эвихард, АКРИ ФРИ (односторонний косметический протез от 3 единиц)	13000
5.8	Съемный протез с литым базисом с гарнитуром производства Япония	25000
5.9	Съемный протез с армированной дугой с гарнитуром производства Япония	15000
6.0	Косметический протез	4000
6.1	Изготовление съемных капп для завышения прикуса	6000
6.2	Абатмент (замок) для съемного протеза, для протезирования на имплантатах	10000
6.3	Индивидуальный титановый абатмент( изготовление + установка)	6000
6.4	Набор аттачменов для съемного протезирования (корневые штифты) 1 пара	4000
6.5	Гарнитур для съемного протеза (Италия)	5000
6.6	Сетка для съемного протеза	1000
6.8	PMS(прокладка мягкая силиконовая)	1000
6.9	Снятие коронки металлической штампованной	200
7.0	Снятие коронки металлокерамической/ литой	500
7.1	<b>Починка съемного протеза</b>	<b>1300</b>
7.2	<b>Починка съемного протеза со слепком</b>	<b>1600</b>
7.3	<b>Починка съемного протеза со слепком и приваркой зуба</b>	<b>1800</b>
7.4	<b>Приварка каждого последующего зуба к съемному протеза</b>	<b>350</b>
7.5	<b>Чистка протеза</b>	<b>350</b>
7.6	<b>Починка бюгельного протеза</b>	<b>8000</b>
7.7	<b>Приварка кламера</b>	<b>350</b>
7.8	<b>Перебазировка съемного протеза с другой клиники</b>	<b>1500</b>
7.9	<b>Коррекция протеза с другой клиники</b>	<b>1000</b>
8.0	Применение артикулятора	2500
8.1	Реставрация скола коронки керамической	1500
8.2	Ретракция десны	100
8.3	Анестезия карпульная	400
8.4	<b>Напыление 1 единица</b>	<b>200</b>
8.5	Трансфер ( услуги СДЭК)	1000

**СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:осмотр,пакетиз,протезирование,литье,анестезия,замки и т.д.**

**ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ +30% К СТОИМОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.**